

Pro2Go 휴대용 pH/ORP 측정기

편의성, 뛰어난 내구성 및 이동성



기능 개요

- 아날로그, 천공 및 ISM 센서 지원
- ISM 진단
- 교정 필요 시 교정 타이머 알림
- 산업용으로 사용하기 위한 견고한 하우징

기타 특징

- pH, ORP 및 온도 측정
- IP67 등급 하우징
- 데이터 교환을 위한 방수 USB 인터페이스

주기적인 pH 또는 산화 환원 측정에 가장 적합한 선택은 모바일 측정기입니다. 실험실 및 산업 어플리케이션용으로 개발되었습니다. Pro2Go™의 메뉴는 직관적이어서 누구나 개봉 후 즉시 사용할 수 있습니다. 측정기의 인체 공학적 설계로 손의 크기와 상관 없이 누구나 한 손으로 조작이 가능합니다. 무게가 가볍기 때문에 장기간의 반복적인 측정에도 쉽고 편리하게 작업할 수 있습니다. Pro2Go는 아날로그 및 디지털 ISM 센서와 모두 호환됩니다. ISM은 오류 없는 설정을 위한 연결 즉시 측정(Plug and Measure)과 DLI, ACT 및 TTM 등의 센서 진단 디스플레이가 특징으로 사용자는 센서 교정 또는 교체 필요 시점을 파악할 수 있습니다. Pro2Go에는 최대 2000개의 측정 데이터 세트를 저장하는 데이터 로거 및 현장에서 데이터를 편리하게 수집하기 위한 컴퓨터 인터페이스가 포함됩니다.

규격

측정 파라미터	pH, mV 및 온도
전극 타입	아날로그 및 ISM 센서
pH 측정 범위	-2.00 ~ +20.00 pH
mV 범위	-2000 ~ +2000 mV
온도 입력	NTC30K
온도 측정 범위	ATC: -5 ~ 130 °C MTC: -30 ~ 130 °C
사전 정의된 버퍼 그룹	Mettler Toledo-9
자동 버퍼 인식	예
교정	1점(오프셋), 2점(기울기 및 오프셋)
전압 공급 배터리	4 × LR6/AA 1.5V 알칼라인 또는 4 × HR6/AA 1.2V NiMH 충전식
배터리 수명(대기)	200 ~ 250시간
전압 공급(USB 전력 공급)	연결: Micro-USB 등급: 5VDC, 100mA
사용자 인터페이스 언어	그래픽 액정 디스플레이 10개 언어(영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 중국어, 한국어 및 일본어)
PC 연결	데이터 전송 및 전원을 위한 Micro-USB
메모리 크기	2000개 데이터 세트(GLP 준수)
치수	높이 × 너비 × 깊이: 222 × 70 × 35 mm
중량	0.29 kg
재질	• 하우징: 강화 ABS/PC • 윈도우: 폴리메틸메타크릴레이트(PMMA)
인클로저 등급	IP67
활용 범위	실내용 및 실외용
승인	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 UL 표준 No. 61010-1 (3차 에디션)

주문 정보**휴대용 pH 미터**

Pro2Go 휴대용 pH 미터에는 USB 케이블, ISM 센서용 AK9-BNC/RCA 센서 케이블, 고무 케이스, 손목 스트랩, 문서 및 소프트웨어가 담긴 CD, 적합성 선언, 시험 증명서가 포함됨

30 386 271

액세서리

고무 케이스

30 487 344

PC 연결용 USB 케이블

30 487 345

USB 케이블용 전원 어댑터(배터리 없이 기기 작동)

30 487 346

ISM 센서용 센서 케이블 AK9-BNC/RCA

30 487 466

EasyDirect pH PC 소프트웨어

무료 다운로드

pH 버퍼 용액**주문 번호**

버퍼 파우치 pH 4.01 (30팩킷)

51 302 069

버퍼 파우치 pH 7.00 (30팩킷)

51 302 047

버퍼 파우치 pH 9.21 (30팩킷)

51 302 070



USB 인터페이스를 통한 데이터 전송

**알고 계십니까?**

USB 인터페이스를 통해 EasyDirect pH 소프트웨어로 빠르고 간편하게 데이터를 전송할 수 있습니다.